

Uranotest® Copro

Todo en un mismo dispositivo

*“Soy el Dr. Javier Paoloni de Rio Cuarto, Córdoba. La practicidad y rapidez de **Uranotest® Copro** lo hacen una excelente estrategia de diferenciación para tener pacientes saludables y familias protegidas.”*



- 1 Recolección
- 2 Dilución
- 3 Conservación
- 4 Filtrado
- 5 Concentración

MIRÁ EL VIDEO



Especificaciones

Finalidad:	Sistema de recogida, dilución, conservación, filtrado y concentración de heces para la obtención de un sedimento adecuado para examen microscópico
Muestra:	Heces
Tiempo de realización:	1 minuto + el examen al microscópico
Tiempo de lectura:	15 minutos
Presentación:	Caja de 10 unidades con reactivo o por unidad



DERMOVET
SALUD PARA LAS MASCOTAS