

## Uranotest® EhrlichiaAnaplasma



Único en la Argentina con Ehrlichia + Anaplasma

- Detecta Ehrlichia y Anaplasma de forma individual para un mejor diagnóstico, pronóstico y conocimiento epidemiológico.
- Tan solo son necesarios 20 μl de muestra.
- Técnica de tan solo 2 pasos: ahorro de tiempo y evita errores.

3 gotas de diluyente en cada pocillo



Lectura resultados a los 10 minutos



## **Especificaciones**

Finalidad:	Detección simultánea de anticuerpos de <i>Ehrlichia canis</i> y <i>Anaplasma</i>
Muestra:	Sangre, suero o plasma
Sensibilidad:	E. canis 95% vs IFI Anaplasma 96% vs IFI
Especificidad:	E. canis 94,6% vs IFI Anaplasma 99% vs IFI
Tiempo de realización:	1 minuto
Tiempo de lectura:	15 minutos
Presentación:	Caja de 5 test

