


Lo nuevo de
Uranotest[®]
no es un test




Una nueva forma de entender
el diagnóstico rápido



Uranotest® Smart Reader

La revolución diagnóstica
en tu móvil



App de lectura de los test de diagnóstico rápido Uranotest®

Elimina la subjetividad de la lectura visual y
permite entregar un informe con los resultados
a los propietarios de manera inmediata.

El informe que aporta valor a tu trabajo

Puedes compartir el resultado con tu cliente en
el mismo momento de realizar el test.

El informe que da valor a tu trabajo

INFORME DE RESULTADOS: Clínica Veterinaria Planeta Urano



Uranotest Smart Reader Technology

TEST: URANOTEST FELV-FIV

Detección cualitativa de anticuerpos del virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV) y antígeno del virus de la Leucemia Felina (FeLV).

NOMBRE MASCOTA: Nala


NOMBRE PROPIETARIO: David S.P.

Nº HISTORIA CLÍNICA: 34576

FECHA: 31/05/2021

HORA: 17:07:34

Gráfico 1 Felv




T Line score: 89,745

C line score: 83,935

Ratio T/C: 1,069

Gráfico 2 Fiv



T Line score: 0,194

C line score: 29,485

Ratio T/C: 0,007

Imágenes del test:



Resultados:

Felv: Positivo

Fiv: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía

Lote: 20321C2

Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 29° 39'

39.5" N 95° 33' 55.6" W



Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST FELV-FIV** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Al igual que con cualquier otro procedimiento laboratorial, un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales.



Avinguda Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses - Barcelona (Spain)



Comparte el resultado con tu cliente en el mismo momento de realizar el test: vía WhatsApp, e-mail, etc



Convierte tu smartphone en un lector de diagnóstico

Usa la cámara para escanear con precisión los Uranotest®



Los resultados del test en un informe escrito

Envía a tus clientes el informe por e-mail o WhatsApp



Simplicidad de uso

Facilita la lectura y la interpretación de los test de diagnóstico



Resultados más rápidos, más objetivos y con menos errores

La App lee una prueba mediante un avanzado sistema de inteligencia artificial



Herramienta gratuita

Los clientes de Uranotest® pueden utilizar la App de manera gratuita



Uranotest®
Smart Reader

Todos los resultados obtenidos pueden ser analizados de forma agregada con fines científicos lo que permitirá la creación de mapas de prevalencias reales de las principales enfermedades de los animales de compañía.



Los mapas de prevalencia podrán ser compartidos con la comunidad científica para un mayor conocimiento de las diferentes enfermedades y la adopción de estrategias de prevención y tratamiento dentro del concepto **One Health** de defensa de una única sanidad humana y animal.



Uranotest®
Smart Reader



Descarga la App

- 1 Registro en dos sencillos pasos
- 2 Lectura de Uranotest® de forma fiable
- 3 Integración con la plataforma Uranolab®



Escanea este código QR para
conocer la App **Uranotest®
Smart Reader** y su
funcionamiento en vídeo:



Urano, a la vanguardia de la
innovaci3n diagn3stica

Urano Vet, S.L
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses I Spain

+ informaci3n

uranotest@uranovet.com

www.uranovet.com/

